


|                                                                                                              |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifiche tecniche                                                                                          |                                                                                            |
| Batteria ricaricabile tipo Li-Pol                                                                            | 3,7 Vdc 1900 mAh                                                                           |
| Tempo ricarica                                                                                               | 4 ore circa                                                                                |
| Durata della batteria (nuova)                                                                                | Circa 3 cicli di terapia                                                                   |
| Scansione alta frequenza                                                                                     | da 100 a 5000 [Hz] ±20%                                                                    |
| Frequenza irradiata                                                                                          | 13.560 [MHz] + sue armoniche                                                               |
| Classificazione rispetto all'ingresso di polvere e liquidi                                                   | IP21                                                                                       |
| Condizioni ambientali di funzionamento                                                                       | Temperatura da +5 a +40 °C<br>Umidità relativa da 15% a 93%<br>Pressione da 700 a 1060 hPa |
| Condizioni ambientali di trasporto e stoccaggio                                                              | Temperatura da -20 a + 60 °C<br>Umidità relativa < 93%<br>Pressione da 700 a 1060 hPa      |
| Tempo necessario affinché il dispositivo sia pronto per l'uso previsto, dalla temperatura minima dichiarata  | 30 minuti                                                                                  |
| Tempo necessario affinché il dispositivo sia pronto per l'uso previsto, dalla temperatura massima dichiarata | 30 minuti                                                                                  |
| Dimensioni Apparecchio                                                                                       | 105 x 75 x 30 mm                                                                           |
| Peso                                                                                                         | 110 g                                                                                      |
| Alimentatore fornito                                                                                         | Mod. . SAW20-050-2400GD (C)                                                                |
| Tensione di alimentazione                                                                                    | 100-240 Vac; 50/60 Hz; alimentatore non medicale                                           |
| Assorbimento                                                                                                 | 0,6 A                                                                                      |
| Tensione di uscita                                                                                           | 5 Vdc 2,4 A                                                                                |
| Alimentatore compatibile                                                                                     | 100-240 Vac; 50/60 Hz; doppio isolamento; marcato CE                                       |

# Amel TherapistNight<sup>®</sup>

Magnetoterapia total body per l'utilizzo notturno



Per stare bene.



TherapistNight® estende l'esperienza della gamma Therapist® in una soluzione pensata per chi cerca continuità terapeutica, praticità d'uso e un nuovo modo di portare la magnetoterapia nella vita di ogni giorno.

Un sistema sviluppato per accompagnare la terapia durante il riposo, favorendo la continuità del trattamento. La tecnologia Intuitiva e ricaricabile, attivabile con un click, si integra nel sistema di riposo notturno.

La magnetoterapia notturna rappresenta una soluzione particolarmente indicata per chi convive con problematiche croniche o diffuse a tutto il corpo, situazioni nelle quali la continuità terapeutica assume un ruolo fondamentale. È un valido supporto nel trattamento di disturbi come fibromialgia, osteoporosi, sindrome da stanchezza cronica, dolori muscolari e articolari estesi, rigidità diffusa e condizioni legate a infiammazione persistente o affaticamento fisico.

Il topper total body è stato sviluppato per garantire comfort e semplicità d'uso: si applica facilmente sopra il materasso e trasforma il letto in una vera e propria postazione terapeutica. L'unità centrale gestisce in modo intuitivo i programmi e le intensità di trattamento, consentendo di personalizzare la terapia in base alle diverse esigenze dell'utilizzatore.

#### Esempi di disturbi trattabili con la magnetoterapia total body:


- |                                       |                                  |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| • Dolori da Fibromialgia              | • Recupero funzionale            | • Dolori muscolari diffusi             |
| • Cervicalgia e lombalgia             | • Fratture multiple              | • Fratture                             |
| • Infiammazioni muscolo-scheletriche  | • Dolori articolari cronici      | • Contratture e tensioni muscolari     |
| • Recupero da affaticamento fisico    | • Rigidità articolare            | • Fratture multiple                    |
| • Disturbi del sonno legati al dolore | • Osteoporosi diffusa            | • Consolidamento osseo post-traumatico |
| • Artriti e Artrosi                   | • Sindrome da stanchezza cronica |                                        |

Ciclo minimo consigliato 120 giorni

Il topper va posizionato sopra il materasso in modo stabile e ben disteso. Il dispositivo si inserisce nell'alloggiamento integrato della stuoia, mentre la fascia di collegamento ricade naturalmente ai lati del letto. Una volta assemblati, non sarà più necessario separarli.



Topper con tecnologia Traspirante Primaloft® silver e tessuti certificati Oeko-Tex®



#### Dotazione

Unità per magnetoterapia  
Topper traspirante  
Alimentatore  
Manuale d'uso



- |                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • Dispositivo medico per magnetoterapia professionale CEMP | • Topper con tessuto traspirante             |
| • Magnetoterapia total body                                | • Scansione di frequenza: da 5 a 500 Hz      |
| • Attivabile con 1 click                                   | • Batteria di lunga durata: 3 cicli completi |
| • Uso notturno: 6 h di funzionamento                       | • Segnali acustici e luminosi                |
|                                                            | • Dispositivo medico classe IIA              |